



Levigator

Levigator

レビテーター

特 長

1. 足首で脚を固定させるので、より広い開脚が可能です。
2. 足部、踵部、ふくらはぎへの圧迫を軽減する一体型のソフトパッドを使用しています。
3. 空圧式の操作ハンドルにより上下左右の位置決めが、一人で容易に行えます。
4. 滅菌ドレープの上から無菌的に脚の位置決めが行えます。

足首を固定することで、膝への不要な圧迫をさけられます。



レビテーター用一体型パッド
(片側) 左/右
パッドとストラップが一体になっています。

安全性の高い
操作ハンドル。

患者の脚をしっかり
保持するブーツ。

空圧式のため、操作が容易。

レビテーター共用
折れハンドル



上下左右の
動作が可能。





ドレープ上からの脚の位置決めが行えます。




Levigator Cart


レビテーター カート

特 長

1. レビテーターをコンパクトに収納できます。
2. レビテーターの持ち運びに便利です。



商品コード	JAN コード	商品名
08-070-04	4946329067606	レビテーター（両支脚器）2 個組
★ 08-070-09	4946329067620	レビテーターカート
補充用パーツ		★ はオプション（別売品）
商品コード	JAN コード	商品名
08-070-41	4946329135411	レビテーター用ストラップ（3 本組）
08-070-44	4946329135442	レビテーター共用折れハンドル
08-070-45	4946329146707	レビテーター用一体型パッド（片側）左
08-070-46	4946329150728	レビテーター用一体型パッド（片側）右



製造販売届出番号	種別	一般的名称	販売名	JMDN コード	クラス分類
13B1X00306N10048	機械器具(O1)手術台及び治療台	手術台アクセサリー	レビテーター	70469000	I

ミズホ株式会社

http://www.mizuho.co.jp

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8062 新潟市中央区西堀前通1-702 西堀一番町ビル6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東地区 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185
- 営業支援部 TEL 03-3815-3196 FAX 03-3813-5068

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

注意

- 事前に取扱説明書および添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。



※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1807-1000-T5-112-1807