



レビテーターⅡ

1. 従来のレビテーターを改良し、さらに可動域を拡大。
2. 患者の体格を考慮してブーツサイズを選択できるようにしました。
3. 各パーツの単品購入が可能となりました。

■セットコード

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	セット明細
	18-070-01	4946329378153	レビテーターⅡ 右脚レギュラーセット	I	①③⑦
	18-070-02	4946329378160	レビテーターⅡ 左脚レギュラーセット		②④⑧

■構成品

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
①	18-070-11	4946329378177	レビテーターⅡ 右脚本体	I
②	18-070-12	4946329378184	レビテーターⅡ 左脚本体	
③	18-070-21	4946329378191	レビテーターⅡ 右脚ブーツ レギュラー	
④	18-070-22	4946329378207	レビテーターⅡ 左脚ブーツ レギュラー	
⑤	18-070-23	4946329378214	レビテーターⅡ 右脚ブーツ ロング	
⑥	18-070-24	4946329378221	レビテーターⅡ 左脚ブーツ ロング	
⑦	18-070-41	4946329378238	レビテーターⅡ 右脚ブーツパッド レギュラー	
⑧	18-070-42	4946329378245	レビテーターⅡ 左脚ブーツパッド レギュラー	
⑨	18-070-43	4946329378252	レビテーターⅡ 右脚ブーツパッド ロング	
⑩	18-070-44	4946329378269	レビテーターⅡ 左脚ブーツパッド ロング	
⑪	18-070-61	4946329385830	レビテーターカートⅡ STD	—

Specification

アーム角度(※)	上80° / 下35° / 外転30° / 内転9°
ブーツ角度(※)	前後360° / 上下360° / 左右計50°
ブーツスライド量	340mm
質量	6.8kg (レギュラーセット片脚の場合)
許容患者体重	270kg以下

※水平位を基準とした場合の角度



レビテーターカートII STD

レビテーターII搭載時

一般医療機器	類 別：機械器具 (01) 手術台及び治療台 一般的名称：手術台アクセサリ 販 売 名：レビテーターII JMDNコード：70469000	製造販売届出番号：13B1X00306G11183
--------	--	---------------------------

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストックビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。