

# キルシュナー鋼線

穴なし	150mm	01-130-10	キルシュナー鋼線 片尖	φ0.8×150mm		
		01-130-11	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.0×150mm		
		01-130-12	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.2×150mm		
		01-130-13	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.4×150mm		
		01-130-14	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.5×150mm		
		01-130-15	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.6×150mm		
		01-130-16	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.8×150mm		
		01-130-17	キルシュナー鋼線 片尖	φ2.0×150mm		
		01-130-18	キルシュナー鋼線 片尖	φ2.4×150mm		
		300mm	01-130-50	キルシュナー鋼線 片尖	φ0.8×300mm	
			01-063-21	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.0×300mm	
			01-063-22	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.2×300mm	
			01-130-53	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.4×300mm	
			01-063-23	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.5×300mm	
			01-130-55	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.6×300mm	
			01-063-24	キルシュナー鋼線 片尖	φ1.8×300mm	
			01-063-25	キルシュナー鋼線 片尖	φ2.0×300mm	
			01-063-26	キルシュナー鋼線 片尖	φ2.4×300mm	
	01-063-27		キルシュナー鋼線 片尖	φ3.0×300mm		
	01-130-60		キルシュナー鋼線 片尖	φ4.0×300mm		
片尖	100mm		穴径	0.30mm	01-131-00	キルシュナー鋼線 片尖片穴
		0.30mm		01-131-01	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ0.8×100mm
		0.42mm		01-131-02	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.0×100mm
		0.42mm		01-131-03	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.2×100mm
		0.70mm		01-131-04	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.5×100mm
	150mm	穴径	0.30mm	01-131-10	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ0.8×150mm
			0.42mm	01-131-11	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.0×150mm
			0.42mm	01-131-12	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.2×150mm
			0.70mm	01-131-13	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.4×150mm
			0.70mm	01-131-14	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.5×150mm
			0.70mm	01-131-15	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.6×150mm
			0.80mm	01-131-16	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.8×150mm
			0.80mm	01-131-17	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ2.0×150mm
			1.00mm	01-131-18	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ2.4×150mm
			300mm	穴径	0.30mm	01-131-50
	0.42mm	01-131-51			キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.0×300mm
	0.42mm	01-131-52			キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.2×300mm
	0.70mm	01-131-53			キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.4×300mm
	0.70mm	01-131-54			キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.5×300mm
	300mm	穴径	0.70mm	01-131-55	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.6×300mm
0.80mm			01-131-56	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ1.8×300mm	
0.80mm			01-131-57	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ2.0×300mm	
1.00mm			01-131-58	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ2.4×300mm	
1.00mm			01-131-59	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ3.0×300mm	
1.20mm			01-131-60	キルシュナー鋼線 片尖片穴	φ4.0×300mm	
全ネジ	230mm	01-135-37	キルシュナー鋼線 全ネジ	φ2.0×230mm		
		01-135-38	キルシュナー鋼線 全ネジ	φ2.4×230mm		
		01-135-39	キルシュナー鋼線 全ネジ	φ3.0×230mm		
		01-135-40	キルシュナー鋼線 全ネジ	φ4.0×230mm		
	300mm	01-135-57	キルシュナー鋼線 全ネジ	φ2.0×300mm		
01-135-58		キルシュナー鋼線 全ネジ	φ2.4×300mm			
ネジ付 3cm	230mm	01-063-31	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ2.0×230mm		
		01-063-32	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ2.4×230mm		
		01-063-33	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ3.0×230mm		
		01-063-34	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ4.0×230mm		
	300mm	01-134-56	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ1.8×300mm		
		01-134-57	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ2.0×300mm		
300mm	01-134-58	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ2.4×300mm			
	01-134-59	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ3.0×300mm			
	01-134-60	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm	φ4.0×300mm			

キルシュナーワンタッチキャップ	230mm	01-138-10	キルシュナーワンタッチキャップ	φ0.8	5個入
		01-138-11	キルシュナーワンタッチキャップ	φ1.0	5個入
		01-138-12	キルシュナーワンタッチキャップ	φ1.2	5個入
		01-138-13	キルシュナーワンタッチキャップ	φ1.4	5個入
		01-061-01	キルシュナーワンタッチキャップ	φ1.5	5個入
		01-138-15	キルシュナーワンタッチキャップ	φ1.6	5個入
	300mm	01-138-16	キルシュナーワンタッチキャップ	φ1.8	5個入
		01-061-02	キルシュナーワンタッチキャップ	φ2.0	5個入
		01-061-03	キルシュナーワンタッチキャップ	φ2.4	5個入
		01-061-04	キルシュナーワンタッチキャップ	φ3.0	5個入
		01-138-20	キルシュナーワンタッチキャップ	φ4.0	5個入


スーチャーワイヤー	01-226-20	スーチャーワイヤー#20	0.91mm	5m巻
	01-226-21	スーチャーワイヤー#22	0.71mm	5m巻
	01-226-22	スーチャーワイヤー#24	0.55mm	5m巻
	01-226-23	スーチャーワイヤー#34	0.23mm	5m巻
	01-226-24	スーチャーワイヤー#36	0.19mm	5m巻
	01-226-25	スーチャーワイヤー#38	0.15mm	5m巻
	01-226-26	スーチャーワイヤー#40	0.12mm	5m巻

製造販売承認番号	販売名	類別	JMDNコード	クラス分類	材質
14600BZZ00232000	キルシュナー鋼線	医04 整形用品	32854003	Ⅲ	ステンレス鋼 (Ni及びCrを含む)

製造販売承認番号	販売名	類別	JMDNコード	クラス分類	材質
14600BZZ00244000	スーチャーワイヤー	医04 整形用品	35685003	Ⅲ	ステンレス鋼 (Ni及びCrを含む)

穴なし	120mm	01-132-02	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.0×120mm			
		01-132-03	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.2×120mm			
		01-132-05	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.5×120mm			
		01-132-10	キルシュナー鋼線 両尖	φ0.8×150mm			
		01-132-11	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.0×150mm			
		01-132-12	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.2×150mm			
	150mm	01-132-13	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.4×150mm			
		01-132-14	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.5×150mm			
		01-132-15	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.6×150mm			
		01-132-16	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.8×150mm			
		01-132-17	キルシュナー鋼線 両尖	φ2.0×150mm			
		01-132-18	キルシュナー鋼線 両尖	φ2.4×150mm			
		300mm	01-132-50	キルシュナー鋼線 両尖	φ0.8×300mm		
			01-065-11	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.0×300mm		
			01-065-12	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.2×300mm		
			01-132-53	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.4×300mm		
			01-065-13	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.5×300mm		
			01-132-55	キルシュナー鋼線 両尖	φ1.6×300mm		
	01-065-14		キルシュナー鋼線 両尖	φ1.8×300mm			
	01-065-15		キルシュナー鋼線 両尖	φ2.0×300mm			
01-065-16	キルシュナー鋼線 両尖		φ2.4×300mm				
01-065-17	キルシュナー鋼線 両尖		φ3.0×300mm				
01-132-60	キルシュナー鋼線 両尖		φ4.0×300mm				
両尖	300mm		穴径	0.30mm	01-132-80	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ0.7×300mm
		0.30mm		01-132-81	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ0.8×300mm	
		0.42mm		01-132-82	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ1.0×300mm	
		0.42mm		01-132-83	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ1.2×300mm	
		0.70mm		01-132-84	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ1.4×300mm	
		0.70mm		01-132-85	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ1.5×300mm	
		0.70mm		01-132-86	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ1.6×300mm	
		0.80mm		01-132-87	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ1.8×300mm	
		0.80mm		01-132-88	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ2.0×300mm	
		1.00mm		01-132-89	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ2.4×300mm	
		1.00mm		01-132-90	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ3.0×300mm	
		1.20mm		01-132-91	キルシュナー鋼線 両尖片穴	φ4.0×300mm	
	150mm	穴径	0.30mm	01-133-10	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ0.8×150mm	
			0.42mm	01-133-11	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.0×150mm	
			0.42mm	01-133-12	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.2×150mm	
			0.70mm	01-133-13	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.4×150mm	
			0.70mm	01-133-14	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.5×150mm	
			0.70mm	01-133-15	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.6×150mm	
			0.80mm	01-133-16	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.8×150mm	
			0.80mm	01-133-17	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ2.0×150mm	
300mm	穴径	0.30mm	01-133-50	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ0.8×300mm		
		0.42mm	01-133-51	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.0×300mm		
		0.42mm	01-133-52	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.2×300mm		
		0.70mm	01-133-53	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.4×300mm		
		0.70mm	01-133-54	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.5×300mm		
		0.70mm	01-133-55	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.6×300mm		
		0.80mm	01-133-56	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ1.8×300mm		
		0.80mm	01-133-57	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ2.0×300mm		
		1.00mm	01-133-58	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ2.4×300mm		
		1.00mm	01-133-59	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ3.0×300mm		
1.20mm	01-133-60	キルシュナー鋼線 両尖両穴	φ4.0×300mm				
田島	穴なし	100mm	03-001-81	田島キルシュナー	φ0.7×100mm		
			03-001-82	田島キルシュナー	φ1.0×120mm		
			03-001-83	田島キルシュナー	φ1.2×120mm		
			03-001-84	田島キルシュナー	φ1.5×120mm		
			03-001-85	田島キルシュナー	φ1.4×120mm		
			03-001-86	田島キルシュナー	φ1.6×120mm		
			03-001-87	田島キルシュナー	φ1.8×120mm		
			03-001-88	田島キルシュナー	φ2.0×120mm		
	片穴	100mm	穴径	0.30mm	03-001-91	田島キルシュナー 穴空き	φ0.7×100mm
				0.30mm	03-001-92	田島キルシュナー 穴空き	φ0.8×100mm
				0.42mm	03-001-93	田島キルシュナー 穴空き	φ1.0×120mm
		120mm	穴径	0.42mm	03-001-94	田島キルシュナー 穴空き	φ1.2×120mm
				0.70mm	03-001-95	田島キルシュナー 穴空き	φ1.4×120mm
				0.70mm	03-001-96	田島キルシュナー 穴空き	φ1.5×120mm

田島	穴なし	120mm	03-001-81	田島キルシュナー	φ0.7×100mm		
			03-001-82	田島キルシュナー	φ1.0×120mm		
			03-001-83	田島キルシュナー	φ1.2×120mm		
			03-001-84	田島キルシュナー	φ1.5×120mm		
			03-001-85	田島キルシュナー	φ1.4×120mm		
			03-001-86	田島キルシュナー	φ1.6×120mm		
			03-001-87	田島キルシュナー	φ1.8×120mm		
			03-001-88	田島キルシュナー	φ2.0×120mm		
	片穴	100mm	穴径	0.30mm	03-001-91	田島キルシュナー 穴空き	φ0.7×100mm
				0.30mm	03-001-92	田島キルシュナー 穴空き	φ0.8×100mm
				0.42mm	03-001-93	田島キルシュナー 穴空き	φ1.0×120mm
		120mm	穴径	0.42mm	03-001-94	田島キルシュナー 穴空き	φ1.2×120mm
				0.70mm	03-001-95	田島キルシュナー 穴空き	φ1.4×120mm
				0.70mm	03-001-96	田島キルシュナー 穴空き	φ1.5×120mm



**01-064-50**  
キルシュナー鋼線ゲージ板

**ミズホ株式会社**  
http://www.mizuho.co.jp

**注意**

- 事前に添付文書などをお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

【営業拠点】  
 北海道 TEL 011-716-4731 東北 TEL 022-227-1688  
 新潟 TEL 025-229-5458 北関東 TEL 03-3815-3193  
 東海 TEL 052-732-7130 関西 TEL 06-6444-3840  
 中国 TEL 082-241-8826 九州 TEL 092-431-5022

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13  
 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068  
 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068  
 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13  
 訪問修理受付 TEL 043-481-3367  
 お預り修理受付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
 ※掲載のCG写真およびイラストはイメージによるものです。