

- 1. 従来のレビテーターを改良し、さらに可動域を拡大。
- 2. 患者の体格を考慮してブーツサイズを選択できるようにしました。
- 3. 各パーツの単品購入が可能となりました。

セットコード

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	セット明細
	18-070-01	4946329378153	レビテーターII 右脚レギュラーセット	т	137
	18-070-02	4946329378160	レビテーターII 左脚レギュラーセット	1	248

■構成品


	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
1	18-070-11	4946329378177	レビテーターⅡ 右脚本体	
2	18-070-12	4946329378184	レビテーターⅡ 左脚本体	
3	18-070-21	4946329378191	レビテーターII 右脚ブーツ レギュラー	
4	18-070-22	4946329378207	レビテーターII 左脚ブーツ レギュラー	
(5)	18-070-23	4946329378214	レビテーターII 右脚ブーツ ロング	Ţ
6	18-070-24	4946329378221	レビテーターII 左脚ブーツ ロング	1
7	18-070-41	4946329378238	レビテーターII 右脚ブーツパッド レギュラー	
8	18-070-42	4946329378245	レビテーターII 左脚ブーツパッド レギュラー	
9	18-070-43	4946329378252	レビテーターII 右脚ブーツパッド ロング	
10	18-070-44	4946329378269	レビテーターII 左脚ブーツパッド ロング	
(1)	18-070-61	4946329385830	レビテーターカートII STD	_

Specification

アーム角度(※)	上80°/下35°/外転30°/内転9°
ブーツ角度(※)	前後360°/上下360°/左右計50°
ブーツスライド量	340mm
質量	6.8kg (レギュラーセット片脚の場合)
許容患者体重	270kg以下

※水平位を基準とした場合の角度







レビテーターII搭載時

一般医療機器

別:機械器具(01)手術台及び治療台

一般的名称:手術台アクセサリー 販 売 名:レビテーターⅡ JMDNコード: 70469000

製造販売届出番号:13B1X00306G11183

ミズホ株式会社

https://www.mizuho.co.jp

】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- ●販 売 事 業 部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- ●販 売 マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068 ●販
- 売 技 術 販 事 業
- 部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068 事 ●特

営 業 拠 点 1

- ●北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- ●東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
 - TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- ●新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- ●北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
- TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280 ●東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
- TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- ●関西センター 〒550-0004 大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル7F TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- ●中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7三川町パーキングビル13F
- TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- ●九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1ノーリツビル福岡5F TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

●ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13 ○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

Т 場 1

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- ●事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく 理解された上でご使用ください。
- ●定期点検および術前·術後の点検を行ってください。
- ●アフターサービスに関しては、各営業所および購入店まで お問い合わせください。

**掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。 **掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。	,
2110-PDF-MIZUHO-000-2110	,