



OPERATING TABLE ACCESSORIES

手術台アクセサリカタログ

手術台アクセサリカタログ

その他



掲載商品

フラットコラムカバー保護用台

手術椅子

液晶付操作ボックス用カバー

液晶付操作ボックス用液晶フィルム

●フラットコラムカバー保護用台

非医療機器



手術台のコラムベースを跨ぐように床面に設置することにより、麻酔管理の際に患者へ近づくことが可能になります。

※使用可能な手術台：ミズホ製手術台（ただし、コラムベースの高さが175mm以下）

商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
08-900-00	4946329414288	フラットコラムカバー保護用台	非医療機器

ミズホ株式会社

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に取扱説明書をよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



●手術椅子

非医療機器



手術椅子 SO-151
昇降範囲：450～650 (mm)



油圧昇降手術椅子 (丸型, 背無)
足踏みペダルを踏んで高さを
座ったまま簡単に調節できます。
昇降範囲：500～700 (mm)



油圧昇降手術椅子 (丸型, 背付)
昇降範囲：500～700 (mm)



油圧昇降手術椅子 (鞍型, 背付)
昇降範囲：500～700 (mm)

商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
08-363-00	4946329070972	手術椅子 SO-151	非医療機器
08-365-00	4946329070996	油圧昇降手術椅子 (丸型, 背無)	
08-366-00	4946329071009	油圧昇降手術椅子 (丸型, 背付)	
08-367-00	4946329071016	油圧昇降手術椅子 (鞍型, 背付)	

ミズホ株式会社

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
 ●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
 ●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
 ●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
 ●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
 ●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
 ●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
 ●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



● 液晶付操作ボックス用カバー 液晶付操作ボックス用液晶フィルム

非医療機器



液晶付操作ボックス用カバー

シリコン製でグリップ感が向上し、滑りにくい。
衝撃をやわらげ、キズを防ぎます。

液晶付操作ボックス用液晶フィルム

液晶画面をキズや衝撃から守ります。

商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
18-044-00	4946329398427	液晶付操作ボックス用カバー	非医療機器
18-044-10	4946329398434	液晶付操作ボックス用液晶フィルム	

ミズホ株式会社

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
 ●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
 ●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
 ●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
 ●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
 ●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
 ●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
 ●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

