

ご 案 内

2025 年 10 月

お得意先各位

謹啓

仲秋の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。下記の通りご案内を申し上げます。

敬具

記

【預かり修理対応期間についてのご案内】

下記商品の預り修理に関しましては耐用期間 7 年までの対応させていただいております。
修理依頼につきましては、別添の【預かり修理可否の確認方法: 上肢台】にてご確認の上、
修理ご依頼をお願いいたします。

商品コード	JANコード	商品名
08-065-05	4946329067453	上肢台
08-065-70	4946329171105	上肢台(ロッキングタイプ)本体のみ
08-065-06	4946329067460	上肢台(40mmマットレス付)
08-065-07	4946329067477	上肢台(80mmマットレス付)
08-065-30	4946329194500	上肢台(60mmミズホオリジナルマットレス付)
08-065-35	4946329194517	上肢台(100mmミズホオリジナルマットレス付)
08-065-25	4946329174212	可変式上肢台Ver.2(本体のみ)

後継品と販売を継続するマットレスについては次ページの表をご覧ください。

ミズホ株式会社

【本社】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

<https://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280

●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

■【後継品】 上下可変式上肢台



商品コード	JAN コード	商品名
08-065-86	4946329377507	スタンダード上肢台Ⅱ 本体
08-065-87	4946329386288	上肢パッド スタンダード
08-110-12	4946329377583	ユニバーサルスクエアクランプ

■上肢台マットレス 継続販売品

商品コード	JAN コード	商品名
08-065-08	4946329067484	上肢台用マットレス 40mm
08-065-09	4946329067491	上肢台用マットレス 80mm
08-065-23	4946329157314	上肢台マットレス(70mm・黒カバー)
08-065-24	4946329158014	上肢台マットレス(110mm・黒カバー)
08-065-28	4946329177077	上肢台マットレス 彎曲タイプ 70mm 厚
08-065-29	4946329177084	上肢台マットレス 彎曲タイプ 110mm 厚
08-065-40	4946329194524	上肢台用ミズホオリジナルマットレス(厚さ 60mm)
08-065-45	4946329194531	上肢台用ミズホオリジナルマットレス(厚さ 100mm)

修理品お預りのお問い合わせはこちら

サービス業務預り修理

TEL: 043-481-3368/FAX: 043-481-3375

※詳細につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。

以上

ミズホ株式会社

【本社】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

<https://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
 ●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
 ●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
 ●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280

●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
 ●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
 ●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
 ●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880


別添

【預かり修理可否の確認方法:上肢台】

1. 上肢台本体を裏返し、刻印された2桁の英数字を確認します。



2. 刻印された2桁の英数字が「製造年月」を表します。



製造年月 : O 1

修理記号 : 過去の修理記録となります

R=修理 V=年 B=月

3. 下記表から「製造年月」をご確認ください。

ロット	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
年	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

ロット	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

上述の場合:

O: 2016年

1: 1月 の製造

* 製造月はロットもしくは数字の刻印があります。

製造年月から起算して耐用期間内(7年)であれば預かり修理対応となります。

以上

ミズホ株式会社

【本社】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

<https://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
 ●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
 ●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
 ●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280

●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
 ●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
 ●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
 ●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880